

ILOŚĆ BADAŃ	PIECZĘĆ ZLECENIODAWCY	KOD MATERIAŁU TUTAJ NAKLEJ KOD MATERIAŁU
DATA I GODZINA POBRANIA	LEKARZ KIERUJĄCY	KOD ODDZIAŁU TUTAJ NAKLEJ KOD ODDZIAŁU
	MIEJSCE ODBIORU WYNIKU	DATA ZLECENIA
CZYTELNY PODPIS OSOBY POBIERAJĄCEJ		

NAZWISKO

IMIĘ

PESEL DATA URODZENIA

PŁEĆ:
M
K

ADRES TEL.

Zlecenie na cytologię ogólną (nieginekologiczną) Badania zlecone w celu profilaktyki, zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia.

- 3666 Cytologia ogólna (nieginekologiczna) metodą LBC
- 923 Cytologia ogólna (nieginekologiczna) metodą KLASYCZNA

1. RODZAJ MATERIAŁU:

- MOCZ
- DROGI ODDECHOWE
- POPLUCZYNY PO CYSTOSKOPII
- PLWOCINA
- PŁYNY Z JAM CIAŁA/TORBIELI
- BAC - sposób utrwalenia:.....
- INNE

2. ROZPOZNANIE KLINICZNE:

3 MIEJSCE POBRANIA/LOKALIZACJA ZMIANY/CZAS TRWANIA:

4. RODZAJ ZABIEGU:

5. BADANIE: pierwsze kolejne nr poprzedniego badania:

wynik poprzedniego badania:

6. ISTOTNE DANE KLINICZNE (przebyte zabiegi np. TURB/radioterapia/włewki dopęcherzowe/chemioterapia - kiedy?):.....

.....

POSTĘPOWANIE Z MATERIAŁEM DO BADAŃ NA CYTOLOGIĘ OGÓLNA (NIEGINEKOLOGICZNA)

METODĄ LBC

Zestaw pobraniowy składa się z pojemników A i B.

A



B



1. Mocz:

- oddać mocz do pojemnika A - ze środkowego strumienia, bez konieczności zachowania przerwy nocnej.
- przelać mocz do pojemnika B z płynem utrwalającym do łącznej pojemności 50 ml (dopełnić do górnej kreski na podziałce).

2. Plwocina

- najlepiej pobierać w godzinach porannych; umyć zęby/ewentualną protezę zębową wyjąć, dokładnie wyplukać jamę ustną; pacjent musi zakasłać i odkrztusić, a następnie odpluć nie mniej niż 2ml tzw. plwociny (z drzewa oskrzelowego), a nie ślinę (z jamy ustnej).
- materiał umieścić bezpośrednio w pojemniku B.

3. Inne płyny

- materiał umieścić bezpośrednio w pojemniku B.

4. Wymazy z błon śluzowych

- po pobraniu materiału wymazówką, główkę szczoteczki umieścić w pojemniku B.

5. Materiał z BAC

- Po zaaspirowaniu materiału deponujemy go w pojemniku B zwracając uwagę, aby spłynął po ścianie pojemnika do utrwalacza (wstrzyknięcie wprost do płynu może uszkodzić komórki)

POJEMNIK B OPISAĆ IMIENIEM, NAZWISKIEM I NUMEREM PESEL PACJENTA.

TRANSPORT MATERIAŁU W TEMPERATURZE POKOJOWEJ.

Uwaga!

Bezwzględnie nie wolno spożywać płynu z pojemnika „B”, należy go chronić przed dziećmi.

METODĄ KLASYCZNĄ

Pobrany materiał należy delikatnie rozprowadzić na przeznaczony do tego celu powierzchni szkiełka podstawowego i natychmiast utrwalic (cytofix, biofix itp.) - każdorazowo w skierowaniu podając sposób utrwalenia.

Transportowanie zabezpieczonego preparatu w temperaturze pokojowej.